



# neodisher<sup>®</sup> CM tabs



## Моющее средство для автоматов для приготовления эспрессо

### Таблетки

#### Область применения

- Для повседневной и генеральной мойки автоматов для приготовления эспрессо.
- Эффективно удаляет даже труднорастворимые загрязнения, например кофейные масла и остатки дубильных веществ.
- При правильном применении neodisher CM tabs подходит для мойки всех стандартных автоматов для приготовления кофе и эспрессо.

#### Особые свойства

- Быстрое и эффективное удаление загрязнений
- Простота применения
- Без запаха и вкуса, т.к. содержит кислородный отбеливатель

#### Применение и дозировка

Соблюдать указания изготовителей автоматов для приготовления эспрессо по автоматической мойке.

Средняя дозировка	1 таблетка на цикл мойки
-------------------	--------------------------

#### Указания по применению

- Только для промышленного применения.
- Для экономичного и контролируемого дозирования рекомендуется использовать специальные приспособления, например, прилагаемые щипцы. Обращайтесь к нам.
- Не смешивать с другими средствами.

#### Технические данные

Масса таблетки	2,0 г
----------------	-------

#### Состав

Состав чистящего средства согласно Предписанию Европейского Сообщества в отношении моющих средств 648/2004:

15–30 % кислородный отбеливатель, > 30 % фосфаты

#### Указания по хранению

Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 0 до 25 °С. Закрывать банку сразу после использования.

#### Указания по рискам и рекомендации по мерам безопасности

Информацию по безопасности и защите окружающей среды см. в паспортах безопасности. Паспорта безопасности доступны на веб-сайте [www.drweigert.de](http://www.drweigert.de) в разделе Service.

При применении по назначению средство соответствует требованиям к безопасности директив по переработке пищевых продуктов.

Утилизировать только опорожненные и герметично закрытые контейнеры. Утилизация остатков содержимого: см. паспорт безопасности.

MB 3266/3-2

Состояние на: 10.2014