



ПРОГРАММА СТЕРИЛИЗАЦИЯ



СТЕРИЛИЗАЦИЯ




- ✓ Удаляет 99,9% микробов
- ✓ Протестирована VDE*
- ✓ Высокие температуры в течение 2 часов
- ✓ Мойка при 70°C
- ✓ Споласкивание при 75°C
- ✓ Для мытья детской посуды (в т.ч. используемой для младенцев) и для страдающих аллергией
- ✓ Высокий уровень гигиены



www.VDEinfo.com
ID: 40052005
Tested by VDE Germany

* VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker) - знак отличия, который выдается Германским союзом электротехников только для наиболее качественных и тщательно проверенных образцов продукции. Стандарт VDE широко признан в мире, с ним считаются в более чем 50 странах мира. Маркировка VDE говорит о том, что прибор максимально соответствует всем нормам по безопасности и техническим характеристикам, которые разработаны для конкретного вида продукции.

Как активировать программу СТЕРИЛИЗАЦИЯ



ИНТЕНСИВНАЯ
программа

+



Опция
SPECIAL

=



Программа
СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Модели с программой СТЕРИЛИЗАЦИЯ

*Полностью
встраиваемые*

ST65225L
ST65325L
ST65336L
STL6339LL
STL67223L
STL67237L
STL67328L
STL67336L
STL67339L
STP66325L
STP66339L
STA6444LF2
ST5334UE
ST6339LEX
STR633L

*Встраиваемые с
открытой панелью
управления*

PL65337NIN
PL65337XIN

Отдельностоящие

LVS322PXIN
LVS323PXIN
LVS432NIN
LVS432XIN
LVS433NIN
LVS433STPXIN
LVS433XIN
LVS533PNIN
LVS533PXIN
LVS433XUE

Под столешницу

LSP433PXIN
LSP82324XSK

Модели с программой СТЕРИЛИЗАЦИЯ в программе РФ



ST65225L



ST65336L



STL67339L